

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі: Набори реагентів, ДК 021:2015 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-09-29-004080-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 97824,00 грн. без ПДВ, очікувальна вартість предмета закупівлі визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Кількість товару визначена з урахуванням реальних потреб установи. Строк поставки Товару - до 20.12.2026 року.

№	Найменування	Код НК 024:2023	Медико технічні вимоги	Од. виміру	Кількість
1	Набір Francisella Tularensis, набір ПЛР у реальному часі для виявлення ДНК Francisella Tularensis, 100 реакцій	50959 Бактерія Francisella tularensis, нуклеїнова кислота IVD (діагностик a in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот	Набір призначено для клінічної ПЛР-діагностики Francisella tularensis. Набір дозволяє проводити in vitro детекцію ДНК-последовностей у таких зразках, як кров, чи виявлення даної бактерії у зовнішньому середовищі (наприклад, екскременти чи гризунів-переносників).Набір адаптований для роботи з ампліфікаторами: Bio-Rad CFX96™ Фасування: 100 реакцій Склад набору: ПЛР Мастер Мікс 4X- 500 мл Суміш праймерів- 500 мл Позитивний контрольний зразок (PC)100мл ТЕ буферний розчин- 500 мл Внутрішній контроль IC 500 мл Умови зберігання: компоненти набору зберігаються за -20°C.	набір	3
2	Набір для виявлення Leptospira, набір для ПЛР у реальному часі, 100 реакцій	51088 Множинний лептоспіроз, нуклеїнова кислота IVD (діагностик a in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот	Набір призначено для клінічної ПЛР-діагностики бактерій роду Leptospira sp загалом та виду Leptospira interrogans зокрема. Набір дозволяє проводити in vitro детекцію ДНК-последовностей у таких зразках як кров, сеча, біопсійний матеріал, об'єкти зовнішнього середовища. Набір адаптований для роботи з ампліфікаторами: Bio-Rad CFX96™ Фасування: 100 реакцій Склад набору: Ампліфікаційна суміш 4X500 мл	набір	3

			Суміш праймерів 500 мл Позитивний контрольний зразок (РС) 100 мл ТЕ буферний розчин ТЕ 500 мл Умови зберігання: компоненти набору зберігаються за -20°C.		
3	Набір для виявлення хантавірусу, 100 реакцій	49964 Hantavirus, нуклеїнова кислота IVD (діагностик а in vitro), набір, аналіз нуклеїнови х кислот	Набір призначено для клінічної ПЛР-діагностики хантавірусу та диференціації його штамів Пуумала, Добрава, Тула. Набір дозволяє проводити детекцію РНК-последовностей у таких зразках як цільна кров, плазма, спинномозкова рідина, слина, біопсійний матеріал, змиви із дихальних шляхів, гризуні. Набір адаптований для роботи з ампліфаторами: Bio-Rad CFX96™ Фасування: 100 реакцій Склад набору: Ампліфікаційна суміш 4X500 мл Суміш праймерів 500 мл Позитивний контрольний зразок (РС) 100 мл ТЕ буферний розчин ТЕ 500 мл Умови зберігання: компоненти набору зберігаються за -20°C.	набір	3
4	Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот з низькокопійних візців на 100 реакцій	52521- Екстракція/ ізоляція нуклеїнови х кислот, набір IVD	Набір реагентів для виділення нуклеїнових кислот із низькокопійних зразків призначений для виділення тотальної ДНК/РНК з таких клінічних зразків: біологічні рідини (сеча, секрет простати, плазма, сироватка, слина, виділення з конюнктиви, спинномозкова рідина, плевральна, синовіальна та амніотична рідина, бронхоальвеолярний лаваж, сперма), відбитки, зішкреби та виділення зі слизових мембран уrogenітального, респіраторного та травного трактів, фекалії, кровосисні членистоногі, зразки з навколишнього середовища, зразки біопсії та аутопсії. Набір може використовуватись для екстракції ручним методом (на магнітному штативі або за допомогою центрифуги) або автоматично за допомогою роботизованих станцій (Auto-Pure Mini (Allsheng), Auto-Pure 96/48/24 (Allsheng), KingFisher Flex (ThermoFisher Scientific), Tecan Freedom EVO (Tecan) та подібних). Фасування: на 100 зразків Склад набору: Розчин магнітних часток 1мл Буфер для лізису 45мл Буфер для промивання №1 45 мл Буфер для промивання №2 45 мл Буфер для елюції 12 мл Інструкції, паспорти або сертифікати якості надаються у складі пропозиції державною мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	набір	6

Уповноважена особа



Ольга КАРПЕНКО